

ガス透過率測定装置用

データ処理装置 更新のご案内

Windows XPサポート終了!

透過率計算ソフト
GTR5/HCP5

特長・変更点

- ・デザインを一新
- ・使いやすさを追求
- ・画面上で測定結果を確認できる
- ・再計算が容易
- ・ブランク測定の省略が可能
- ・測定時間短縮モード搭載
(差圧式でセル数2以上で有効)
- ・デスクトップ、ノート型が選べる
- ・OSはWindows 10
- ・温湿度モニターソフト付き
(水蒸気・加湿対応装置)


■ デスクトップ型



■ ノート型



使いやすいWindows 10へ



GTR5（差圧式）では測定時間短縮モードが追加されました。ハイバリア膜の測定に時間がかかっていたユーザー様に特におすすめです（セル1、2、3の平行測定を行います）




GTRテック株式会社

〒611-0041 京都府宇治市槇島町目川159-2



TEL：0774-25-7131 FAX：0774-25-7137

URL：<https://www.gtr-tec.com> E-mail：info@gtr-tec.com

スクリーンショット



測定日時	データ名	H2O
21/05/07 15:07:25	2021-05-07-378	0.0847...
21/05/07 15:19:35	2021-05-07-379	0.0213...
21/05/07 15:31:50	2021-05-07-380	0.0035...
21/05/07 15:44:00	2021-05-07-381	0.0146...
21/05/07 15:56:15	2021-05-07-382	0.0035...
21/05/07 16:08:25	2021-05-07-383	0.0145...
21/05/07 16:20:40	2021-05-07-384	0.0026...
21/05/07 16:32:50	2021-05-07-385	0.0139...
21/05/07 16:45:05	2021-05-07-386	0.0030...
21/05/07 19:17:56	2021-05-07-387	0.0024...
21/05/07 19:38:07	2021-05-07-388	0.0078...
21/05/07 19:58:17	2021-05-07-389	0.0132...
21/05/07 20:18:32	2021-05-07-390	0.0029...
21/05/07 20:38:42	2021-05-07-391	0.0066...
21/05/07 20:58:52	2021-05-07-392	0.0139...
21/05/07 21:19:07	2021-05-07-393	0.0027...
21/05/07 21:39:17	2021-05-07-394	0.0083...
21/05/07 21:59:27	2021-05-07-395	0.0136...
21/05/07 22:20:04	2021-05-07-396	0.0024...
21/05/07 23:40:14	2021-05-07-397	0.0079...
21/05/08 00:00:25	2021-05-08-398	0.0132...
21/05/08 00:20:40	2021-05-08-399	0.0028...
21/05/08 00:40:50	2021-05-08-400	0.0096...
21/05/08 01:01:00	2021-05-08-401	0.0140...
21/05/08 01:21:15	2021-05-08-402	0.0026...
21/05/08 01:41:25	2021-05-08-403	0.0083...



本案内はWindows XP以前や導入から10年以上経過しているデータ処理装置をお使いの方に特に推奨しています。

その他、クロマトレコーダー機能のみの「HCP lite」もございます。こちらについてはご相談ください。

構成

Windows 10 パソコン (デスクトップ型またはノート型)

USBリレーユニット

ADC44ユニット (クロマト読み込み)

プリンタ、Microsoft Office、GTR5/HCP5再インストール用ディスク